


QUALIX es la aplicación informática diseñada por Setna, para la propia gestión de servicios analíticos. Adaptada a las necesidades de nuestros clientes, hace de ella una útil herramienta para un óptimo control de calidad.

METAQUALIX es la herramienta que cualquier director de Calidad desea tener a mano para la gestión y la toma de decisiones a partir de la gran cantidad de datos que generan los Controles de Calidad actuales.

METAQUALIX está preparado para integrarse en cualquier sistema de Control de Calidad, normativa ISO y plan de APPCC.

La gestión de datos del control de calidad de forma rápida, permite a los departamentos de Compras, la toma de decisiones más eficiente.

DIAGRAMA DE FLUJO



Descripción

- Programa de gestión de datos de control de calidad
- Múltiples salidas de información.
- Posibilidad de filtrar la información introducida por múltiples campos.

¿Qué es Metaqualix?

- + Qualix
- + Network
- + Base de datos SETNA
- + Club NIR

METAQUALIX

Funciones básicas


- Base de datos ordenada de los resultados analíticos del plan de control de calidad.
- Potentes motores de búsqueda de nuestros múltiples campos configurables.
- Realiza automáticamente resúmenes por tipos de muestras y determinaciones analíticas permitiendo comparar con datos de referencia.
- Permite clasificar proveedores por parámetros de calidad.
- Preparado para trabajar con múltiples laboratorios.
- Capta automáticamente resultados analíticos generados por el laboratorio SETNA o bien por el equipo NIR instalado en la propia fábrica.
- Los usuarios del Club NIR tienen acceso a la base de datos SETNA, permitiendo acciones preventivas en el departamento de Compras.

Funcionamiento de la red Metaqualix

1. El usuario da de alta las muestras a analizar en su programa local y a través de internet, facilita los datos al Qualix Laboratorio Setna.
2. Envío de las muestras físicas, junto a las etiquetas confeccionadas por Qualix al laboratorio Setna.
3. El laboratorio, una vez recepcionadas y analizadas las muestras, remite los resultados al servidor.
4. El usuario de Qualix, vía internet conecta con el servidor y capta los resultados de sus muestras analizadas.

Usuarios NIR

- Qualix ofrece la posibilidad de conexión con el software NIR, captando los datos obtenidos por éste, sin tener la necesidad de teclearlos a mano.



Resumen:

- Con la implantación del Metaqualix, Setna ofrece a sus colaboradores la base de datos consultable online, con 125.000 datos actualmente.
- La base de datos está en permanente revisión y crecimiento.
- Puede consultarse de forma totalmente anónima.
- Mejora el tiempo de respuesta del laboratorio y la utilidad de los datos generados.
- La unión de la red NIR va a permitir a los colaboradores de la red ofrecer sus datos para acceder a un conjunto mucho más amplio, actualizado a tiempo real.
- Posibilidad de actualizar matrices de formulación de forma automática con datos propios o de la base de datos general.
- Mejora la información para la toma de decisiones de compra y fabricación.

